




A-Scan Plus Connect®

Número de producto: 24-4400

El nuevo A-Scan Plus Connect® está diseñado para satisfacer las demandas actuales de la cirugía refractiva en cataratas. Es la solución más eficaz para la medición y el cálculo de todos sus pacientes y afinar sus resultados quirúrgicos. Tiene la capacidad de medir el 100% de los pacientes y trabaja muy bien con cataratas densas, o pacientes con dificultades de fijación.

El A-Scan Plus Connect se conecta directamente a un computador, ordenador portátil o tablet, convirtiéndolo en una herramienta muy portátil. La información puede ser fácilmente actualizada en archivos clínicos electrónicos (EMR – Electronic Medical Record). La interface mejorada del usuario hace que la introducción de datos del paciente, la captura de las medidas y el cálculo de la medición sea mucho más rápida. *



Características:

- Trabaja en modos de inmersión y contacto.
- Mide el 100% de los pacientes, independientemente de la opacidad del cristalino o dificultades de fijación.
- Es el líder de la industria por su alta resolución.
- Fácil de usar.
- Optimiza el tiempo del usuario y el paciente - Captura rápida de mediciones.
- Detección de alineación automática y el reconocimiento de la esclera elimina exámenes desalineados.
- Diseño portátil y ligero – Se conecta a la mayoría de los computadores, ordenadores portátiles o tablets.
- Intercambia y comparte información con facilidad - Transfiere documentos adaptables a EMR, correo electrónico y/o impresora.
- Incluye las fórmulas modernas de tercera y cuarta generación, como la Hoffer Q®, SRK / T, Halladay, Haigis y las nuevas fórmulas para pacientes de post refractiva.
- Optimiza las constantes de lentes intraoculares para mejorar los resultados quirúrgicos.
- Viene con licencias ilimitadas del programa.
- Simplifica la introducción de datos de los pacientes - comparte la información con el B-Scan Plus y el UBM.

* En comparación con original A-Scan Plus

Distribuido por: **Accutomex SA de CV**

www.accutomex.com

ventas@accutomex.com

Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507

