

B-Scan Plus®

Numero de producto: 24-6100

Las propiedades del programa en combinación con la tecnología avanzada de la sonda convierten al B-scan Plus en el único ecógrafo portátil de alta definición del mercado. Durante el desarrollo del programa del B-scan PLUS el personal de Accutomex recolecto las necesidades más valiosas de varios ecografistas del mundo para poder producir un equipo fiable, fácil de usar que es muy flexible a la hora de manejar la información y que permite un escaneo rápido del ojo.

Características:

- La imagen lo es todo – la resolución de 0.015 mm es el mas alto de la industria medica del momento.
- Espectacular diseño mecánico – las imágenes son más nítidas y enfocadas debido a la función de eliminación de pérdida de señal.
- Incomparable análisis de datos – Contiene 8 herramientas de medición (4 distancias, 2 áreas y 2 ángulos).

- Tecnología "Smooth Zoom" – El único equipo del mercado que aumenta la imagen sin distorsión hasta 2 veces, del video en tiempo real o del video almacenado.
- Portátil – La sonda se conecta a cualquier computador o laptop.
- Nunca pierde una imagen – almacena videos ilimitados de hasta 34 seg.
- Comparte la información fácilmente – Transfiere documentos adaptables por EMR, correo electrónico o impresoras.
- Almacena archivos compactos – Insuperable por la competencia.
- Protege su inversión – Viene con un programa de múltiples licencias muy fácil de actualizar.
- Conviértase en el maestro – El programa amigable es muy fácil de usar, hace innecesario el uso de manuales.

Distribuido por: Accutomex SA de CV

www.accutomex.com

ventas@accutomex.com

Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507


AccutoMex

 **ACCUTOME**
A HALMA COMPANY