



Camilla quirúrgica 6080 C

Ideal para pre, durante y post quirúrgicos.

VENTAJAS

- Movimientos con motores independientes
 - Up & Down (vertical)
 - Regreso a su posición.
- Reposacabezas retráctil.
- Ruedas de 6" con el sistema de frenos múltiple.
- Sistema de alimentación por batería recargable.
- Altura-Mínimo Máximo: 550mm-750mm Grados
- Giratorios de 3 posiciones (cerrado, abierto y transporte)
- Control remoto con cable y llave de seguridad ...
- Control por pedal con cable.
- Longitud con reposacabezas : 1800mm.
- 2 movimientos programados (sentarse y hacia abajo).
- Sistema de suspensión.
- Soporte para suero.
- Ancho acolchada: 650 mm
- Ancho con rejilla : 760 mm
- Curso reposacabezas: 200 mm.
- Capacidad de soporte: 180 Kg.

Distribuido por: Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507

