



Camilla quirúrgica CCO APM3 GII

Ideal para pre, durante y post quirúrgicos

VENTAJAS

- Movimientos con motores independientes
 - Up & Down (vertical)
 - Regreso a su posición.
- Traslado de regreso a cero (sentarse y hacia abajo).
- Ruedas con frenos independientes.
- Ancho acolchada: 580 mm.
- Ancho 780 mm en el brazo.
- Reposacabezas: 200mm.
- Mínimo-Máximo altura: 610mm – 810mm.
- Longitud con reposacabezas: 1800mm.
- Capacidad de soporte: 180Kg.
- Control por pedal con cable.
- Reposacabezas retráctiles.

Distribuido por: Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507

