

# PalmScan VF2000 CAMPIMETRO PORTATIL



## Perimetría portátil de realidad virtual

Incluye exámenes 24-2, 30-2, 10-2, Ptois, Neuro y muchos mas.

- ▲ Opera con baterías
- ▲ Rapido facil de usar y preciso
- ▲ Resultados rapidos en el tablet o portal online desde cualquier computador
- ▲ Reportes fácil de interpretar en formato estandar



Para los pacientes pediátricos y discapacitados que no pueden realizar la prueba con un equipo estándar de sobremesa, el VF2000 es ideal.

El sistema es completamente independiente de la luz ambiental de la sala y no necesita una sala oscura para realizar la prueba. Además, no es necesario un parche ocular para tapar el otro ojo o usar lentes de prueba.

## Portal de telemedicina seguro

El portal seguro de telemedicina de MMD ofrece a su equipo acceso inmediato a los informes de sus pacientes, sin importar dónde se encuentre. Utilice este portal para añadir nuevos pacientes, archivar los antiguos, imprimir informes y mucho más, todo desde su navegador favorito.

## CARACTERÍSTICAS

- ▲ Mediciones rápidas
- ▲ Prueba de campo visual de 70 grados (+/- 35 grados)
- ▲ 6 dioptrías de ajuste óptico incorporadas
- ▲ Pruebas de umbral completo:
  - Umbral completo rápido
  - A partir de datos anteriores
- ▲ Base de datos y archivo de pacientes
- ▲ 6 preajustes por usuario para sus configuraciones favoritas
- ▲ WiFi y Bluetooth capacidades de impresión
- ▲ Clicker Bluetooth

## EL SISTEMA INCLUYE:

- ▲ Gafas de realidad virtual PalmScan VF2000
- ▲ Tableta controladora Android
- ▲ Clicker para uso del paciente
- ▲ Cargador inalámbrico para el sistema de RV
- ▲ Funda de transporte, soporte para tablet y cargador



El informe impreso está diseñado para que resulte familiar e incluye mapas numéricos y en escala de grises para las desviaciones absolutas, totales y de patrón. Además, las progresiones de la desviación media también se grafican para que el médico pueda determinar rápidamente cualquier cambio significativo en el campo visual.

El analizador VF2000 realiza exámenes de Ptois calculando la mejora en forma automática.