

Beautifully Crafted
Slit Lamps



AccutoMex

Distribuidor exclusivo

www.accutomex.com

ventas@accutomex.com

01-800-800-0507 / +52 (81) 8347-2520

Keeler



Especificaciones

- **Sistemas de bombillas LED y halógenas**
- **Magnificaciones:** x6, x10, x16, x25 y x40
- **Ancho de ranura:** 0 a 12 mm (1,8 mm a 12 mm continuamente variable)
- **Longitud de hendidura:** 12 mm (1,8 mm a 12 mm continuamente variable)
- **Diámetros de apertura:** 0,2 mm, 1 mm cuadrado, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm y 12 mm
- **Filtros:** transparente, rojo libre, densidad neutra, difusor, azul, filtro de absorción de calor IR instalado permanentemente

Serie K de Keeler: lámparas de hendidura con un diseño contemporáneo, calidad de construcción y tecnología de vanguardia.

Tecnología LED

Nuestro LED ha sido cuidadosamente seleccionado por su rendimiento, con una temperatura de color de 3,800 K y un parche de luz verdaderamente homogéneo. Por lo general, un LED Keeler proporcionará 10,000 horas o más, lo que le otorga 100 veces la vida útil que una lámpara halógena.

Óptica excepcional

Keeler es reconocida por la óptica líder del mercado y se ha dedicado al diseño y fabricación ópticos durante casi 100 años. Nuestro avanzado diseño y nuestras técnicas de fabricación le dan a la serie K la ventaja de un rendimiento óptico asombroso.



Q series Digital

Captura digital y manejo de pacientes.

La lámpara de hendidura serie Q Digital & Digital Ready * viene con muchas características adicionales además de la lámpara de hendidura de la serie K.

Además de beneficiarse de la cámara integrada y el divisor de haz (opcional para la versión Digital Ready), las características adicionales de la lámpara de hendidura incluyen un iluminador de fondo, un difusor auxiliar, un filtro azul y botones de control de cámara y revisión montados en el área del tablero de instrumentos.



** Las lámparas de hendidura Digital Ready se pueden actualizar fácilmente a sistemas digitales completos comprando el módulo de cámara Keeler junto con el software Kapture*



Kapture - software

Las imágenes del paciente se envían a través de USB a la aplicación de software Kapture Image y Patient Management de Keeler. Kapture permite la captura de imágenes de pacientes y la notación de estas imágenes, mientras que una base de datos almacena datos demográficos e información más detallada. Todos los datos e imágenes se ingresan a través de pantallas fáciles de usar y hay varias opciones de software disponibles para satisfacer sus necesidades.

Captura y procesamiento de imágenes.

Las potentes funciones de procesamiento de imágenes incluyen:

- Captura fija y actualización opcional a video.
- Importación, exportación y comparación de imágenes.
- Balance de color, recorte, zoom, RGB
- Anotar, voltear, dibujar, invertir color
- Nitidez, Contraste / Brillo, control de Gamma



Especificaciones

- **Sistemas de bombillas LED y halógenas**
- **Magnificaciones:** x6, x10, x16, x25 y x40
- **Ancho de ranura:** 0 a 12 mm (1,8 mm a 12 mm continuamente variable)•
- **Longitud de hendidura:** 12 mm (1,8 mm a 12 mm continuamente variable)
- **Diámetros de apertura:** 0,2 mm, 1 mm cuadrado, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm y 12 mm
- **Filtros:** transparente, rojo libre, densidad neutra, difusor, azul, filtro de absorción de calor IR instalado permanentemente