

OPTIM[®] 33TB

Limpiador y desinfectante intermedio de un solo paso

Ingrediente activo: **Peróxido de Hidrógeno al 0,5 %**



El equilibrio perfecto
Sin comprometer la seguridad y la eficacia.

OPTIM 33TB es uno de los más rápidos y eficaces limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio. OPTIM 33TB es seguro; no es considerado peligroso por SGA, ni requiere símbolos de advertencia. OPTIM 33TB le da la confianza de que cumple con las normas y protege a sus pacientes, a su personal y al medioambiente; el equilibrio perfecto.



Limpiador eficaz

Elimina los residuos orgánicos al mismo tiempo que desinfecta, ahorrándole tiempo y dinero¹



Desinfectante rápido de amplio espectro

1 minuto de tiempo de contacto tuberculicida, bactericida, virucida

3 minutos de tiempo de contacto fungicida

Garantiza el cumplimiento, ahorrándole tiempo y dinero²



Seguro para usted y sus pacientes

No es irritante para la piel, los ojos y el sistema respiratorio

Sin riesgos de toxicidad reproductiva, fertilidad o desarrollo infantil.

Sin COV (compuestos orgánicos volátiles)



Respetuoso con el medioambiente

El ingrediente activo, peróxido de hidrógeno, se descompone en agua y oxígeno

No deja residuos activos, lo que reduce el impacto ambiental.



Eficiente en cuanto a tiempo y costo

Se necesitan la mitad de toallitas que los principales competidores para mantener la superficie mojada el tiempo suficiente para lograr la desinfección³




Compatible

Diseñado para ser compatible con una amplia variedad de materiales⁴

COLTENE

¹ John A. Molinari, Ph.D., "OPTIM 33TB Cleaning Study," Ann Arbor: Dental Advisor, 2010. ² John A. Molinari, "Environmental Surface Wetness Test: Comparison of Disinfectant Wipes," Ann Arbor: Dental Advisor, 2015. ³ John A. Molinari, "Environmental Surface Wetness Test: Comparison of Disinfectant Wipes," Ann Arbor: Dental Advisor, 2015. ⁴ John Molinari, Ph.D., Peri Nelson, B.S. Effect of OPTIM 33TB on Tensile Properties of Dental Chair Fabrics. Ann Arbor: Dental Advisor, 2016.



Tiempos de contacto rápidos

Un tiempo de contacto es la cantidad de tiempo que una superficie debe permanecer húmeda para que se produzca la desinfección. *OPTIM 33TB* ofrece tiempos de contacto más rápidos, lo que garantiza el cumplimiento y proporciona confianza en que se ha logrado la desinfección.

OPTIM 33TB ha demostrado ser eficaz contra patógenos difíciles de matar como el norovirus, lo que le da la confianza de que sus instalaciones están protegidas contra los patógenos de interés.

Tiempo de contacto para desinfección de la superficie*

Nombre del producto	Ingrediente activo	Micobacterias	Virus no envueltos					Virus envueltos				Bacterias				Fungicidas
		TB	Adeno	Polio	Noro	Rota	RSV	VIH	VHB (Hep.B)	VHC (Hep.C)	Gripe A	MRSA	VRE	E.coli	PSA	
<i>OPTIM 33TB</i>	Peróxido de hidrógeno	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	3
Birex SE	Fenólicos	10	10					10			10	10		10	10	10
Patterson pdCare	Alcohol cuaternario	3						2	2	2	2	2	2		3	3
Micro-Kleen 3	Alcohol cuaternario	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3
Caviwipes	Alcohol cuaternario	3						3		3	3	3	3	3	3	3
Sanicloth Super	Alcohol cuaternario	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Germicide 3	Alcohol cuaternario	3		3				3	3	3	3	3	3		3	3
Biotext	Alcohol anhidro	5													3	3
BioSurf	Alcohol anhidro	1													20 seg	10 seg
Tb Minuteman	Alcohol anhidro	1		1				1			1	1	1		1	1
Clorox HP Wipes	Peróxido de hidrógeno	5			3	1	30 seg	30 seg	30 seg	30 seg	1	1	30 seg	30 seg	30 seg	5

* Tiempo de contacto en minutos. Si está en blanco, no hay información publicada disponible. La información se obtuvo a partir de material disponible al público en octubre de 2016. La información se actualizará si hay cambios en las reivindicaciones.



Si desea más información, póngase en contacto con nosotros:
SciCan Ltd.
 1440 Don Mills Rd.,
 Toronto, ON M3B 3P9 / Canada
 T +1 416-445-1600
 LG 1-800-667-7733
 customerservice@scican.com

Fabricado por:
Virox Technologies Inc.
 2770 Coventry Rd.
 Oakville, ON L6H 6R1 / Canada
 T +1 905-813-0110

Solicitar información para *OPTIM 33TB*

Toallitas húmedas presaturadas listas para usar

SCI33W12 *OPTIM 33TB* Toallitas desinfectantes RTU, sin aroma (12 x 160 hojas)

Líquido

SCI334X4 *OPTIM 33TB* Desinfectante RTU, sin aroma, botella 4 L (4x4 L)

SCI3312X1 *OPTIM 33TB* Desinfectante RTU, sin aroma, botella 1 L (12x1 L)

Accesorios

FSA01 Pulverizador para botella de 1 L

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

ventas@accutomex.com
 +52 (81) 8347- 2520
 Monterrey, Nuevo León.

ACCUTOMEX.COM

www.scican.com

OPTIM es una marca registrada y Your Infection Control Specialist es una marca comercial de SciCan Ltd.

COLTENE