

Oftalmoscopio Directo Keeler Pocket

Gran capacidad de diagnóstico en un instrumento de tamaño compacto

Ideal para consultas a domicilio

Rango potencias +/- 20D

Alimentación: Pilas AA

Seis Aperturas:

- Micro (Pequeña)
- Medium (Mediana)
- Large (Grande)
- Fixation (Estrella de fijación)
- Slit (Hendidura)
- Red Free (Libre de Rojo)



Distribuido por:
Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 o 01-800-800-0507



AccutoMex