

UBM Plus®

Número de producto: 24-6300

Accutome revolucionó el mercado de la ecografía ocular con el lanzamiento del B-scan Plus. Ahora amplía la gama de productos con el nuevo ecógrafo para UBM (Biomicroscopia Ultrasónica). Accutome introduce el nuevo equipo portátil de alta definición para examinar la cámara anterior del ojo. El nuevo equipo UBM Plus de Accutome se conecta de forma fácil y sencilla a un computador, laptop o tableta. Las imágenes del segmento anterior son registradas en un video repetitivo de 34 segundos, fácilmente transferibles a los Registros Médicos Electrónicos (EMR). La actualización gratuita del programa protege su inversión a corto y largo plazo.

Características:

- Imágenes digitales de alta definición – muestra la estructura del ojo detallada: Córnea, iris, cuerpo ciliar, cristalino y la lente intraocular, así como las patologías relacionadas.
- Espectacular diseño mecánico – las imágenes son más nítidas y enfocadas debido a la función de eliminación de pérdida de señal.
- Incomparable análisis de datos - Contiene herramientas de medición junto con un correspondiente Vector A. Capaz de capturar imágenes y medir de "sulcus a



sulcus", profundidad de cámara anterior, el posicionamiento de las lentes intraoculares y ángulo de filtración del ojo.

- Portátil – La sonda se conecta a cualquier computador, laptop o tableta.
- Nunca pierde una imagen – almacena videos ilimitados de hasta 34 seg.
- Comparte la información fácilmente – Transfiere documentos adaptables a EMR, correo electrónico o impresoras.
- Almacena archivos compactos – Insuperable por la competencia.
- Protege su inversión – Viene con un programa de múltiples licencias muy fácil de actualizar.
- Conviértase en el maestro – El programa amigable es muy fácil de usar, hace innecesario el uso de manuales.

Distribuido por: Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507

**AccutoMex**

**ACCUTOME**
A HALMA COMPANY