

## COLUMNA ELITE LX

-Esta columna complementa cualquier silla de diagnóstico con un uso eficiente del espacio.

Está disponible con una mesa para un equipo de diagnóstico o lámpara de hendidura.

-Mesa con mecanismo de bloqueo manual que permite subir, bajar y girar, con una sola mano. Tiene una altura máxima de 85 cm.

### **Ideal para pacientes en silla de ruedas.**

-Brazo hidráulico para foroftero estándar con seguro, sin costo adicional.

-Los interruptores de la consola permiten: encender y apagar el proyector de optotipos; subir y bajar la silla de diagnóstico; y devolver automáticamente la silla a la posición vertical original.

-Tres centros de carga aseguran un suministro de energía constante para el equipo médico.

El brazo superior está equipado con un foco de bajo voltaje y larga duración. Proporciona una fuente segura de luz directa para procedimientos menores.

-El equipo funciona en 110 / 220V, con selección manual de voltaje.



### **Distribuido por:**

Accutomex SA de CV

[www.accutomex.com](http://www.accutomex.com)

[ventas@accutomex.com](mailto:ventas@accutomex.com)

Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507