



AccutoMex

SILLA DE DIAGNÓSTICO ELITE 3

- Esta totalmente automatizada.
- Totalmente reclinable. Reclina 180 grados.
- El botón de reajuste automático devuelve la silla a la posición vertical inicial.
- Con sistema de elevación para el asiento, el respaldo y piernas, impulsado por un motor de engranaje eléctrico que funciona sin aceite. Extremadamente silencioso.
- Su funcionamiento permite varios ajustes: sentado, totalmente reclinado y posiciones intermedias.
- Brazo con movimiento articulado para fácil acceso del paciente.
- Reposacabezas con movimiento articulado y altura ajustable; acolchado con espuma anti-deformable.
- El equipo funciona en 110 / 220V, con selección manual de voltaje.



Distribuido por:

Accutomex SA de CV

www.accutomex.com

ventas@accutomex.com

Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507