



AccuPen® Tonómetro Digital de Mano

Número de producto: 24-3000

Características:

- La tecnología de compensación de gravedad ofrece mediciones precisas para la Presión Intra Ocular (PIO) sin necesidad de una calibración continua.
- El nuevo diseño ergonómico, en combinación un campo de visión amplio, permite una fácil visualización de la córnea.
- Utiliza una batería estandar de bajo costo que permite tomar hasta 15000 lecturas.
- Se calibra automáticamente. Sin necesidad de girar el equipo hacia arriba y abajo.
- Tiene una pantalla grande de LCD
- Almacena hasta 9 mediciones.
- Calcula la PIO corregida tomando en consideración el grosor corneano central.
- Viene con protectores para la punta y collar de seguridad para el transporte fácil y seguro.

Especificaciones:

- Peso: 85 gramos
- Tamaño físico: 18.41 x 3.175cm
- Precisión: + / - 2 mmHg (con relación al tonómetro de Goldman)

El AccuPen tiene el excelente respaldo del soporte técnico y atención al cliente de Accutome.

Para mayor información sobre este producto contacte al representante de área oficial para Accutome



Distribuido por: Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 / 01-800-800-0507

