



PachPen® Paquimetro Portátil

Número de producto: 24-5100

El PachPen de Accutome es la combinación perfecta de precisión, portabilidad y comodidad. El diseño ergonómico se ajusta cómodamente a su mano, dándole una ventaja importante con relación a cualquiera de los otros modelos de mano. Cuando se considera que el PachPen de Accutome está equipado con el análisis de señales digitales, no existe razón para usar un equipo diferente en su consultorio.

Características:

- *Preciso* – La sonda de 65 MHz de muestreo garantiza mediciones precisas.
- *Cálculo de la PIO (Presión Intra Ocular) corregida* - Convierte la medición manualmente introducida de la PIO en segundos, tomando en consideración el grosor tomado de la cornea.
- *Delicado* – la punta extra pulida de 2.5mm de diámetro ayuda a garantizar la comodidad del paciente.
- *No hay necesidad de recargar* – La batería de litio de larga duración le permite tomar hasta 15,000 lecturas aproximadamente.
- *Ligero* - El PachPen de Accutome solamente pesa 85 gramos, es el paquimetro más ligero del mercado.



Distribuido por:
Accutomex SA de CV
www.accutomex.com
ventas@accutomex.com
Tel. +52 (81) 8347-2520 o 01-800-800-0507